

 <small>Evangelische Altenhilfe Ludwigshafen am Rhein</small> <small>gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft mbH</small> <small>... sicher und geborgen</small>	Handbuch Qualitätsmanagement	Kap. D.4.3.7
	Funktionsprüfung Sitz,- Steh- und Liegelifter	

Gerätename/Typ: Inventar Nr.: Standort:

Räder und Bremsen sauber und funktionsfähig	Höhenverstellbarkeit prüfen	Haltegriffe auf Sauberkeit und Festigkeit prüfen	Sämtliche Sitzgurtteile auf Sauberkeit und einwandfreien Zustand prüfen	Akkuladung prüfen	Netzteil intakt
Datum/ Hdz.	Datum/ Hdz.	Datum/ Hdz.	Datum/ Hdz.	Datum/ Hdz.	Datum/ Hdz.

Freigabe GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.0	Oktober 2025	Seite 1 von 1