


| | | |
|---|---|-----------------|
|  | Handbuch Qualitätsmanagement | Kap. D.4.3.7 |
| | Funktionsprüfung Sitz-, Steh- und Liegelifter | |

Gerätename/Typ: Inventar Nr.: Standort:

| Räder und Bremsen sauber und funktionsfähig | Höhenverstellbarkeit prüfen | Haltegriffe auf Sauberkeit und Festigkeit prüfen | Sämtliche Sitzgurteile auf Sauberkeit und einwandfreien Zustand prüfen | Akkuladung prüfen | Netzteil intakt |
|--|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------|
| Datum/ Hdz. | Datum/ Hdz. | Datum/ Hdz. | Datum/ Hdz. | Datum/ Hdz. | Datum/ Hdz. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------|------------|---------|--------------|---------------|
| Freigabe GF | Geprüft | Bearbeiter | Version | Datum | Seite |
| Frau Busch | QMB | QMB | QMH 2.0 | Februar 2024 | Seite 1 von 1 |